

EUFOTON®

SURGICAL MEDICAL DIODE LASER



LASE<sup>M</sup>AR 900™


### LASEMAR 900™ VS TERAPIA CONVENZIONALE

- Effetto emostatico con conseguente maggiore visibilità del campo operatorio.
- Ridotti tempi della seduta.
- Diminuzione dei tempi di guarigione grazie all'EFFETTO BATTERICIDA proprio della luce laser.
- Precisione di taglio fino a 100µm.
- Maggior riguardo e tutela dei tessuti circostanti a quelli trattati rispetto ad altri strumenti quali bisturi ed elettrobisturi.

### LUNGHEZZA D'ONDA 915NM VS

### ALTRE LUNGHEZZE D'ONDA

Melanin  
Hemoglobin  
Oxyhemoglobin



Water

Assorbimento nell'acqua paragonabile a quello dell'Nd:YAG e 5 volte maggiore dell' 810nm.

Assorbimento nell'emoglobina paragonabile al laser a 810nm e 10 volte maggiore dell'Nd:YAG.

### AFFIDABILITÀ

**LASEmaR 900™** è un prodotto che garantisce la qualità del made in Italy **EUFOTON**. Un misuratore di potenza interno permette all'utilizzatore di monitorare l'emissione in modo da essere assolutamente certo del corretto funzionamento del laser.

### SICUREZZA

Progettato e realizzato secondo le normative ISO9001:2000 94/42/CEE UNI EN ISO 13485:2004. Una SMART-CARD permette l'utilizzo del laser solo a personale autorizzato.

### DIMENSIONI

- Solo 24 X 25 X 8,5cm per garantirne l'utilizzo col minor ingombro possibile.
- Solo 3,5Kg per poter essere facilmente trasportato da un riunito all'altro o tra diversi studi medici.

### RISULTATI

La stretta collaborazione tra **EUFOTON**, associazioni scientifiche e centri di ricerca universitari italiani ed esteri permette una sinergia tra tecnica e scienza, tra teoria e pratica che porta all'assoluta certezza, documentata, dei risultati ottenibili.

### PREZZO

Acquistare un **LASEmaR 900™** significa acquistare una squadra di professionisti in ogni campo, non solo un laser. Ci contatti per avere una quotazione o informazioni sulle molte forme di finanziamento personalizzate.

